



Serie diseñada para proveer agua filtrada y purificada en una sola unidad. Obtenga agua filtrada y purificada al instante con nuestros equipos, tenga la seguridad que beberá agua libre de bacterias, virus, amebas, salmonella entre otros microorganismos que el agua pueda contener.

ESPECIFICACIONES:

Marca y modelo:	Instapura Instalite SS
Flujo de operación:	Máx. 4 lpm (1.0 gpm)
Presión de operación:	Máxima 3,5 kg/cm ² (50 psi)
Temperatura de operación:	Máxima 35°C (95° F)
Purificación bacteriológica:	Por medio de luz ultravioleta Dosis 30 µl/cm ² @ 254 NM
Requerimiento eléctrico:	120 v/60 Hz
Consumo:	0,2 Amp. 8 w@120 VAC
Lámparas UV:	Una Instalamp LG8
Vida útil lámpara UV:	9,000 hrs. / 12 meses
Tubo de cuarzo:	Un TC12
Prefiltro en línea:	Un prefiltro con carbón activado granular
Dimensiones del equipo alto x ancho x fondo:	26 x 27.5 x 6 cms (10" x 10.8" x 2.3")

PROCESO:

El agua pasa por un prefiltro con carbón activado que retiene sedimento, cloro, olor, color ó sabor. Después el agua pasa por la cámara en la cual es irradiada por la luz ultravioleta, donde hace contacto con las bacterias virus que pudieran existir, penetrando su membrana exterior y alterando el ADN de los mismos, sin que puedan volver a reproducirse. Sin embargo, la luz ultravioleta no cambia las propiedades del agua, ni afecta a quien la usa o bebe, ya que no tiene efectos residuales. La desinfección por medio de luz ultravioleta es el método más sencillo, seguro y eficaz para la purificación de agua..

VENTAJAS:

- Lámpara germicida de alta intensidad
- Tubo de cuarzo de alta pureza
- Incluye lo necesario para instalación (válvula de inserción, tubing y cuello de ganso)

Notas:

La lámpara germicida debe reemplazarse cada 7 meses como máximo. La vida útil del prefiltro dependerá de la calidad del agua a filtrar. Garantía: 1 año (no aplica en la lámpara germicida) Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

CERTIFICADOS:

Laboratorio: Verificaciones Industriales y Desarrollo de Proyectos Ecologicos S.A. de C.V.
Laboratorio Tercero Autorizado por COFEPRIS
Autorizacion TA-10-10